

Informazioni generali su Oxygen Fluid:

Oxygen Fluid è un dispositivo medico che è stato appositamente sviluppato per fornire una altissima concentrazione di ossigeno attivo che si traduce in una più rapida ed efficace guarigione delle ferite. Formulato per le bocche sensibili che richiedono un collutorio delicato ma efficace, Oxygen Fluid blue®m evita l'irritazione, migliorando la guarigione delle ferite dopo chirurgia orale, implantologia, chemioterapia o radiazioni e ferite risultanti da ricostruzioni o protesi dentarie incongrue.

La mucosite orale è una complicanza comune della chemioterapia. Inizia pochi giorni dopo l'inizio della chemioterapia e dura da una a due settimane. La mucosite orale indotta dalla chemioterapia può causare ulcere e mugugno orale. Oxygen Fluid **bluem®** è stato sviluppato appositamente per accelerare il processo di guarigione di ferite e problemi orali. Molte persone che hanno subito la chemioterapia hanno ottenuto risultati positivi usando Oxygen Fluid bluem® con ossigeno attivo ad alta concentrazione. Può essere impiegato per completare la tua routine quotidiana di igiene orale. La formula bluem® è stata sviluppata per fornire un corpo sano mantenendo efficacemente un alto livello di cura orale. Fornisce le soluzioni più efficaci per ogni paziente.

Chi dovrebbe usare l'Oxygen Fluid ?

blu®m Oxygen Fluid viene regolarmente utilizzato da persone che devono sottoporsi a radio o chemioterapia. Altri campi di applicazione ove Oxygen Fluid può espletare efficacemente la sua azione sono:

- ferite orali dopo estrazione, implantologia, rigenerativa o protesi incongrue
- gengive infiammate o sanguinanti
- parodontite
- perimplantite



Perché usare Oxygen Fluid?

- formula rafforzata dell'ossigeno attivo delicata per le aree sensibili della bocca
- normalizza e controlla i batteri nocivi
- aiuta a mantenere l'igiene orale
- senza fluoro e alcool
- non contiene: aromi artificiali, coloranti e solfati (SLS & SLES)

Istruzioni d'uso:

Risciacquare con il blu ®m Oxygen Fluid per 60 secondi dopo la spazzolatura. Preferibilmente usa l'Oxygen Fluid dopo ogni pasto o almeno due volte al giorno seguendo comunque le indicazioni del tuo chirurgo orale o dentista e non risciacquare con acqua per far proseguire la sua azione.

Componenti:

L'Oxygen Fluid bluem® è leggermente diverso dal nostro normale collutorio. È appositamente sviluppato per la bocca sensibile. I componenti sono leggermente diversi, ma ancora più potenti. Non contiene alcool o fluoro ma i seguenti componenti:

Aqua, glicerina, citrato di sodio, acido citrico, perborato di sodio, gluconato di sodio, gomma di cellulosa, metilparabene di sodio, saccarina di sodio.